



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemmo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.



Экспертное заключение

№ 580-6 от « 05 » 03 2013 г.

В соответствии с заявкой ЗАО «Инмаксо Коутингс» (юр. адрес: 142450, Московская обл, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5) № 580 от 12.02.2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510107 от 26.03.2008, аттестат аккредитации на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз № ГСЭН. RU. ЦАО.023 до 26.03.2013 г) Центром проведены лабораторные исследования и экспертная оценка документации и **(в рамках внутреннего контроля)** на Воск для венецианской штукатурки PARADE L160.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы: ТУ 2332-036-63567400-2012 «Воск для венецианской штукатурки PARADE L160», рецептура, макет этикетки, протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 760 от 04.03.2013 г.

Экспертиза документации.

Воск для венецианской штукатурки PARADE L160 (далее - воск) предназначен для интерьерных и декоративных покрытий, особенно венецианской штукатурки, эксплуатируемых внутри помещений с нормальной влажностью во всех типах зданий и сооружений (А-В).

Сведения об использовании. Перед применением воск тщательно перемешивают до однородного состояния. Если воск хранился при отрицательных температурах, то перед применением его размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают. Воск наносят кистью, валиком и шпателем с исходной вязкостью.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение воска - по ГОСТ 9980.5. Транспортирование воска допускается любыми видами транспорта, обеспечивающими сохранность продукта и упаковки. Воск хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35 °С. Допускается транспортировка воска при температуре до минус 35 °С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0 °С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания не будет более 5.

Сведения о мерах безопасности. При применении воска необходимо использовать спецодежду, респиратор типа «Лепесток», защитные перчатки, защитные очки. Проводить отделочные работы в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к маркировке: в соответствии с требованиями п. 1.7 ТУ 2332-036-63567400-2012 «Воск для венецианской штукатурки PARADE L160».

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № ГСЭН. RU. ЦАО.023 до 26.03 2013 г) проведены лабораторные исследования образца воска.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
		ПДК а.в., мг/м.куб
Аммиак	менее 0,01	0,04
Бензол	менее 0,005	0,1
Ксилол	0,0088	0,2
Метилакрилат	0,0049	0,01
Метилметакрилат	менее 0,002	0,01
Пропанол	менее 0,005	0,3
Толуол	менее 0,005	0,6
Формальдегид	менее 0,008	0,01
Метанол	менее 0,005	0,5
Интенсивность запаха	1 балл	не более 2 баллов

Заключение.

Воск для венецианской штукатурки PARADE L160, выпускаемый по ТУ 2332-036-63567400-2012 «Воск для венецианской штукатурки PARADE L160», соответствует требованиям, «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза.

Эксперт

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.